

POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2304_01	Data	12.04.2023
Numer zmiany	094		
Temat zmiany	Wdrożenie zmiennej wartości stężeń wzorców wodnych		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	2-239	Liquick Cor-ALBUMIN 30	
	2-238	Liquick Cor-ALBUMIN 60	
	3-250	Liquick Cor-CALCIUM 30	
	3-251	Liquick Cor-CALCIUM 60	
	2-211	Liquick Cor-CHOL 30	
	2-204	Liquick Cor-CHOL 60	
	3-257	Liquick Cor-FERRUM 30	
	2-219	Liquick Cor-GLUCOSE 30	
	2-201	Liquick Cor-GLUCOSE 60	
	3-228	Liquick Cor-MG 30	
	3-243	Liquick Cor-PHOSPHORUS 30	
	2-262	Liquick Cor-TG 30	
	2-282	Liquick Cor-TG mono 30	
	2-240	Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30	
	2-236	Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60	
	2-235	Liquick Cor-UA 30	
	2-261	Liquick Cor-UREA 30	
	5-115	ALBUMIN STANDARD	
	5-132	CALCIUM STANDARD	
	5-118	CHOLESTEROL STANDARD 200	
	5-123	CREATININE STANDARD 2	
	5-121	GLUCOSE STANDARD 100	
	5-133	IRON STANDARD 56	
	5-127	MG STANDARD	
	5-120	PHOSPHORUS STANDARD	
	5-116	PROTEIN STANDARD 4	
	5-130	TRIGLYCERIDES STANDARD 220	
5-128	UREA STANDARD 42		
5-125	URIC ACID STANDARD 5		
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input checked="" type="checkbox"/> kontrola jakości <input type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	<p>Dla wzorców wodnych (dostępnych w ofercie jako niezależne produkty oraz tych będących częścią zestawów linii Liquick Cor) wdrożono zmienne wartości stężeń, zależne od serii wyrobu. Oznacza to, że na etykiecie każdej fiołki umieszczane będzie, dokładne stężenie wzorca, wyznaczane dla każdej serii wyrobu, a nie jak dotychczas - stałe dla wszystkich serii.</p>		

	W związku z powyższym, każdorazowo po otrzymaniu nowej dostawy wyrobu, należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na etykiecie wzorca, a podczas wykonywania oznaczeń stosować podane na etykiecie wartości miana.
Przyczyna zmiany	Optymalizacja procesu kontroli jakości odczynnika.
Wdrożenie zmiany	Kwiecień 2023
Informacje dodatkowe	Powyższe zmiany nie mają wpływu na sposób wykonywania oznaczeń oraz funkcjonalność i stabilność wzorców wodnych.
Załączniki	Nie dotyczy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Koordinator w Dziale Zapewnienia Jakości