


POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2306_03	Data	20.06.2023
Numer zmiany	098		
Temat zmiany	Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	2-180	CORMAY LDL DIRECT	
	2-191	CORMAY LDL DIRECT 30	
	2-192	CORMAY LDL DIRECT 60	
	2-193	CORMAY LDL DIRECT 120	
	7-280	ACCENT-200 LDL DIRECT	
	7-380	ACCENT-300 LDL DIRECT	
	7-480	A-400 LDL DIRECT	
	4-180	PRESTIGE 24i LDL DIRECT	
	4-490	PRESTIGE 24i LDL DIRECT	
	4-569	HC-LDL DIRECT	
	9-412	OS-LDL DIRECT	
	5-509	B50-LDL DIRECT	
	7-816	A-800 LDL DIRECT	
	B02-R0017	EQ LDL DIRECT	
	2-195_R1	CORMAY LDL DIRECT BULK	
	2-195_R2	CORMAY LDL DIRECT BULK	
	2-179	CORMAY HDL DIRECT	
	2-181	CORMAY HDL DIRECT 30	
	2-182	CORMAY HDL DIRECT 60	
	2-183	CORMAY HDL DIRECT 120	
	7-279	ACCENT-200 HDL DIRECT	
	7-379	ACCENT-300 HDL DIRECT	
	7-479	A-400 HDL DIRECT	
	7-815	A-800 HDL DIRECT	
	4-179	PRESTIGE 24i HDL DIRECT	
	4-479	PRESTIGE 24i HDL DIRECT	
4-579	HC-HDL DIRECT		
9-411	OS-HDL DIRECT		
5-508	B50-HDL DIRECT		
B02-R0016	EQ HDL DIRECT		
2-226_R1	CORMAY HDL DIRECT BULK		
2-226_R2	CORMAY HDL DIRECT BULK		
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input checked="" type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	

Opis zmiany	<p>Zaktualizowano klasyfikację i oznakowanie odczynników HDL DIRECT oraz LDL DIRECT.</p> <p>Aktualne oznakowanie poniżej:</p> <p>1-REAGENT oraz 2-REAGENT zawierają mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)</p> <p>Uwaga</p> <p>H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.</p> <p>P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.</p> <p>P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem</p> 
Przyczyna zmiany	<p>Spełnienie wymagań przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z uwzględnieniem dostosowań do postępu naukowo-technicznego (tzw. ATP) do Rozporządzenia CLP.</p>
Wdrożenie zmiany	<p>Czerwiec 2023</p>
Informacje dodatkowe	<p>Odczynniki ze zmienionym oznakowaniem będą dostępne w sprzedaży w drugiej połowie czerwca 2023. Do wyczerpania stanów magazynowych w sprzedaży mogą być dostępne również produkty ze starym oznakowaniem.</p> <p>Od momentu otrzymania powiadomienia o zmianie należy postępować zgodnie z nowym oznakowaniem. Podczas pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.</p> <p>Zaktualizowana karta charakterystyki dostępna jest na stronie: https://cormaydiagnostics.com/</p>
Załączniki	<p>N/D</p>

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Koordynator w Dziale Zapewnienia Jakości