



POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2310_01	Data	30.10.2023
Numer zmiany	098		
Temat zmiany	Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	patrz: Załącznik 1		
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input checked="" type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	<p>Zaktualizowano klasyfikację i oznakowanie odczynników:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UREA (2-REAGENT), • BIL DIRECT (1-REAGENT), • BIL TOTAL (1-REAGENT), • AMYLASE, • ALP (1-REAGENT i 2-REAGENT), • RF (1-REAGENT), • CHOLINESTERASE (1-REAGENT) <p>oraz oznakowanie odczynnika UIBC (1-REAGENT).</p> <p>Aktualne oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ODCZYNNIK UREA <div data-bbox="619 1256 1382 1541" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> </div> • ODCZYNNIK BIL DIRECT <div data-bbox="619 1585 1382 1982" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. EUH208 Zawiera chlorowodorek hydroksyloaminy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> </div> 		

- ODCZYNNIK BIL TOTAL



Uwaga

H319 Działa drażniąco na oczy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.



- ODCZYNNIK AMYLASE



Uwaga

H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

- ODCZYNNIK ALP



Uwaga

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem .

- ODCZYNNIK RF



Uwaga

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem .

- ODCZYNNIK CHOLINESTERASE



Niebezpieczeństwo

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu .
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

	<ul style="list-style-type: none">ODCZYNNIK UIBC EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Przyczyna zmiany	Spełnienie wymagań przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z uwzględnieniem dostosowań do postępu naukowo-technicznego (tzw. ATP) do Rozporządzenia CLP.
Wdrożenie zmiany	Listopad 2023
Informacje dodatkowe	Odczynniki ze zmienionym oznakowaniem będą dostępne w sprzedaży w listopadzie 2023. Do wyczerpania stanów magazynowych w sprzedaży mogą być dostępne również produkty ze starym oznakowaniem. Od momentu otrzymania powiadomienia o zmianie należy postępować zgodnie z nowym oznakowaniem. Podczas pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Zaktualizowana karta charakterystyki dostępna jest na stronie: https://cormaydiagnostics.com/
Załączniki	Załącznik 1 – Lista zestawów objętych zmianą

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości