

# CORMAY IMMUNO-CONTROL II



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F08\_I07-QAD-01\_02

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-290	604-8282	2027-11

		IMMUNO-CONTROL II (L)		IMMUNO-CONTROL II (H)	
PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
MIOGLOBINA / MYOGLOBIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	90 ng/mL	67.5 - 113 ng/mL	313 ng/mL	235 - 391 ng/mL
FERRYTYNA / FERRITIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	103 ng/mL	77.3 - 129 ng/mL	397 ng/mL	298 - 496 ng/mL
CAŁKOWITE IgE / TOTAL IgE	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	73 IU/mL	54.8 - 91.3 IU/mL	440 IU/mL	330 - 550 IU/mL