

NOTATKA DORADCZA

Data wydania	19 lutego 2021
Numer notatki	ND_2102_01
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	Mythic 22 AL
Numer serii	Nie dotyczy
Data ważności	Nie dotyczy
Opis sytuacji	
Zaktualizowano oprogramowanie dedykowane do analizatora Mythic 22 AL do wersji V2.8.4. W nowej wersji zostały zaimplementowane poniższe zmiany: <ol style="list-style-type: none">1. Usprawniono działanie cyklu V212, w celu optymalizacji zużycia odczynników i poprawy dokładności alarmów dla odczynników.2. Wprowadzono brak możliwości wyłączenia systemu w przypadku pojawienia się błędów na analizatorze.3. Wprowadzono liczne usprawnienia, dla błędów zgłaszanych przez użytkowników.	
Konieczne działania	
Żadne działania po stronie Użytkownika nie są wymagane. Podczas najbliższej wizyty Inżyniera Serwisu zostanie przeprowadzona aktualizacja oprogramowania na analizatorze.	

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

X Sonia Konicz

Sonia Konicz

Product Manager ds. Hematologii