

**NOTATKA DORADCZA
ADVISORY NOTE**

Data wydania Date of issue	17.06.2021
Numer notatki Note number	ND_2106_03
Nazwa i numer katalogowy wyrobu Product name and catalogue number	ACCENT-200 URINE PROTEINS Nr kat. / Cat. No: 7-242
Numer serii Lot number	wszystkie serie all lots
Data ważności Expiry date	n/d n/a
Opis sytuacji Issue description	<p>Podczas rutynowej kontroli jakości odczynnika uzyskano wyniki wykraczające poza wewnętrzne kryteria akceptacji. W celu rozwiązania problemu zoptymalizowano program aplikacji na analizator ACCENT-200 (II GEN).</p> <p>Results obtained during routine reagent quality control exceeded the internal acceptance criteria. To correct the problem, application program has been optimized on ACCENT-200 (II GEN).</p>
Konieczne działania Necessary actions	<p>Aktualizacja aplikacji na analizatorze przed wykonaniem oznaczenia z użyciem zestawu ACCENT-200 URINE PROTEINS.</p> <p>Application update on analyzer before determination with ACCENT-200 URINE PROTEINS kit.</p>

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Please provide this information to all Users of the above product and keep the Advisory Note as a quality system documentation.

Please complete and return the attached Verification Form to confirm receipt of the Advisory Note.

We apologize for any inconvenience caused by the above situation.

Z poważaniem,

Sincerely,

X

Anna Smolira

Anna Smolira

Dział Zapewnienia Jakości/Quality Assurance

Podpisany przez: Anna Smolira