

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 103-65

Data ważn. / Exp.: 2023.01

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.95 mg/dl *	0.67 – 1.24 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	133 IU/ml	106 – 160 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17.5 IU/ml **	13.1 – 21.9 IU/ml **

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

** skorygowane wartości / revised values

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 103-65

Data ważn. / Exp.: 2023.01

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.95 mg/dl *	0.67 – 1.24 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	133 IU/ml	106 – 160 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17.5 IU/ml **	13.1 – 21.9 IU/ml **

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

** skorygowane wartości / revised values

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 103-63

Data ważn. / Exp.: 2023.01

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.70 mg/dl *	2.30 – 3.11 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	322 IU/ml	274 – 370 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	37.4 IU/ml **	28.0 – 46.8 IU/ml **

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

** skorygowane wartości / revised values

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 103-63

Data ważn. / Exp.: 2023.01

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.70 mg/dl *	2.30 – 3.11 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	322 IU/ml	274 – 370 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	37.4 IU/ml **	28.0 – 46.8 IU/ml **

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

** skorygowane wartości / revised values