

22 października 2020, Lublin

**Powiadomienie o zmianach**  
**Accent-200 HbA1c Direct**

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zestawie Accent-200 HbA1c Direct (nr kat. 7-111) została **zwiększona ilość Hemolysing Reagentu.**

**Od numeru serii 010-242422 JL** (exp. 2022-01) zestaw będzie zawierał **67,5 ml** odczynnika lizującego. Jest to ilość wystarczająca do przygotowania 135 próbek do oznaczenia poziomu hemoglobiny glikowanej. Taka ilość oznaczeń z zestawu jest możliwa do wykonania na analizatorze Accent M320.

W przypadku wykonywania oznaczeń na pozostałych aparatach tej linii ilość hemolysing reagentu jest większa, niż to potrzebne do wykonania przypisanej ilości testów. Nadmiar odczynnika należy utylizować, tak jak inne pozostałości odczynników, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Z poważaniem,



Anna Smolira  
Dział Zapewnienia Jakości

NIO 2010\_03

Adres do korespondencji: PZ Cormay S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska