

Zmiany w ofercie.

Odczynnik hematologiczny - CLEANER (Nr kat. 8-868)

Szanowni Państwo,

W celu spełnienia wymagań przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH), pragniemy poinformować, iż z dniem 11 października 2021r., PZ Cormay S.A. wprowadza do sprzedaży nową formułację odczynnika CLEANER (Nr kat. 8-868).

Z aktualnej formułacji odczynnika zostaje usunięty detergent –Triton X-100, który od 4 stycznia 2021 jest zabroniony do stosowania w stężeniu $\geq 0,1\%$ na terytorium Unii Europejskiej. Nowa formułacja spełnia wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia i nie wpływa w istotny sposób na zmianę właściwości funkcjonalnych odczynnika.

Dodatkowe informacje:

➤ Nowa formułacja odczynnika będzie oznaczona dodatkową etykietą „TRITON FREE”.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami regionalnymi.

Z poważaniem,



Product Manager ds. Hematologii

NIO_2110_01

Adres do korespondencji: PZ Cormay S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska