

POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2202_03	Data	22.02.2022
Numer zmiany	053		
Temat zmiany	Usunięcie wzorca kreatyniny (3-STANDARD) z zestawu Liquick Cor-CREATININE 30.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	2-232	Liquick Cor-CREATININE 30	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input checked="" type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	<p>Zgodnie z informacją zawartą w notatce doradczej ND_2106_01, z dnia 09.06.2021, do kalibracji oznaczeń kreatyniny wykonywanych manualnie metodą Jaffe należy stosować CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 i CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2.</p> <p>W związku z tym, wzorzec kreatyniny 3-STANDARD, który nie ma zastosowania w kalibracji oznaczeń manualnych i automatycznych zostanie usunięty z zestawu.</p>		
Przyczyna zmiany	Nowe rekomendacje dotyczące kalibracji oznaczeń kreatyniny metodą Jaffe.		
Wdrożenie zmiany	Marzec 2022		
Informacje dodatkowe	<p>Powyższe zmiany nie mają wpływu na funkcjonalność odczynników.</p> <p>Przez okres przejściowy, w sprzedaży mogą być dostępne produkty zawierające 3-STANDARD w zestawie (do wyczerpania stanów magazynowych) jak i zestawy bez dołączanego wzorca.</p>		
Załączniki	N/D		

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

X *Anna Smolira*

Anna Smolira
Dział Zapewnienia Jakości
Podpisany przez: Anna Smolira