



POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2204_02	Data	28.04.2022
Numer zmiany	064		
Temat zmiany	Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania płynu myjącego PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	3-104	PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> kontrola jakości <input type="checkbox"/> opakowania <input checked="" type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wytwarzanie <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne		
Opis zmiany	Klasyfikacja płynu myjącego została zmieniona. Aktualna klasyfikacja poniżej:		
	 	<p>Niebezpieczeństwo Zawiera wodorotlenek sodu oraz mieszaninę 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-Metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).</p> <p>H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H290 Może powodować korozję metali.</p> <p>P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.</p>	

Przyczyna zmiany	Wykazanie działania korodującego w oparciu o badania przeprowadzone przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Chemicznego.
Wdrożenie zmiany	Maj 2022
Informacje dodatkowe	Płyn myjący PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION z nowym oznakowaniem będzie dostępny w sprzedaży od maja 2022 roku. Do wyczerpania stanów magazynowych w sprzedaży mogą być dostępne również zestawy ze starym znakowaniem. Zaktualizowana karta charakterystyki dostępna jest na stronie: http://cormay.pl
Załączniki	N/D

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

X

Anna Smolira
Dział Zapewnienia Jakości