

**POWIADOMIENIE O ZMIANIE**

Numer powiadomienia	PZ_2205_01	Data	10.05.2022
Numer zmiany	063		
Temat zmiany	Zmiana temperatury przechowywania płynów myjących.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	3-108	ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION	
	3-110	A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION	
	3-112	ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION	
	7-897	A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input checked="" type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	Rozszerzenie zakresu temperatury, w którym należy przechowywać ww. wyroby z 4-15°C na 2-25°C.		
Przyczyna zmiany	Dostosowanie do wymagań farmakopealnych dotyczących przechowywania wyrobów.		
Wdrożenie zmiany	Czerwiec 2022		
Informacje dodatkowe	<p>Powyższa zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność i stabilność płynów myjących.</p> <p>Przez okres przejściowy (do wyczerpania stanów magazynowych), w sprzedaży mogą być dostępne produkty oklejone etykietami, na których umieszczony jest poprzedni zakres temperatur, jak i zestawy z etykietami zawierającymi zaktualizowane informacje.</p>		
Załączniki	N/D		

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

**X**

---

Anna Smolira  
Dział Zapewnienia Jakości