

**POWIADOMIENIE O ZMIANIE**

Numer powiadomienia	PZ_2212_01	Data	12.12.2022
Numer zmiany	062		
Temat zmiany	Zmiana opakowań bezpośrednich CORMAY ETHANOL CALIBRATORS, CORMAY ETANOL CALIBRATOR 100		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	5-105 5-106	CORMAY ETHANOL CALIBRATORS CORMAY ETANOL CALIBRATOR 100	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> kontrola jakości <input checked="" type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wytwarzanie <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne		
Opis zmiany	<p>Zmiana opakowania bezpośredniego kalibratora o stężeniu 100 mg/dl ze szklanych ampułek na szklane fiolki z nakrętkami. Nakrętki będą miały tymczasowo kolor czarny, a następnie zostaną zastąpione transparentnymi.</p> <p>Opakowanie bezpośrednie kalibratora o stężeniu 300 mg/dl obecnie nie ulega zmianie.</p> <p>Zestaw 5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS będzie zawierał kalibrator 100 mg/dl w szklanych fiolkach z nakrętkami oraz kalibrator 300 mg/dl w szklanych ampułkach.</p>		
Przyczyna zmiany	Zwiększenie bezpieczeństwa podczas użytkowania odczynników.		
Wdrożenie zmiany	grudzień 2022 r.		
Informacje dodatkowe	Powyższa zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność i stabilność odczynników.		
Załączniki	n/d		

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

X

Anna Smolira  
Dział Zapewnienia Jakości